

Lapin Anti-Humain Cd34 Anticorps Monoclonal Pour If/Icc Et Fc - P28906

Numéro d'article: CM0004865

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD34 humain, validé pour l'immunofluorescence (IF/ICC) et la cytométrie en flux (FC). Idéal pour les études sur les cellules souches hématopoïétiques et les cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD34 mAb
Remarques/Alias	CD34;molécule CD34;GIG3;MORT1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	947
ID de Gène	947
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-290 du CD34 humain (NP_001020280.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P28906
Poids Protéique	35kDa/41kDa
Expédition	Sac de glace