

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd34 Pour If/Icc Et Cytométrie En Flux - P28906

Numéro d'article: CM0012332

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD34 humain, validé pour l'immunofluorescence et la cytométrie en flux. Adapté à la recherche sur les cellules souches hématopoïétiques et les cellules endothéliales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD34
Remarques/Alias	CD34; molécule CD34; GIG3; MORT1
Espèce cible	Humain
GenelD	947
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-290 du CD34 humain (NP_001020280.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	IF/ICC, FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28906
Poids de la protéine	35 kDa / 41 kDa
Expédition	Sac de glace