

Mab Lapin Anti-Cd35 Humain Pour Fc - P17927

Numéro d'article: CM0005027

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD35 humain, destiné à la détection par cytométrie en flux du récepteur du complément de type 1 (CR1) humain sur les érythrocytes et les cellules immunitaires. Usage réservé à la recherche uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-CD35 humain
Remarques / Alias	CR1; C3BR; C4BR; CD35; KN; récepteur du complément de type 1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1378
GeneID	1378
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 901-1095 de la protéine CD35 humaine (NP_000564.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P17927
Poids de la protéine	223 kDa
Expédition	Sac de glace