

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd35 Humain Conjugué Pour Fc - P17927

Numéro d'article: CM0007933



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD35 humain (CR1). Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour étudier l'adhérence immune médiée par le complément, l'opsonisation, l'entrée virale et la différenciation des lymphocytes T régulateurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD35 humain
Remarques/Alias	CR1 ; C3BR ; C4BR ; CD35 ; KN ; récepteur du complément de type 1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1378
Identifiant du gène	1378
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant les aa 901-1095 du CD35 humain, NP_000564.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P17927
Poids moléculaire de la protéine	223 kDa
Expédition	Sac de glace