

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd35 Humain Conjugué À Pour La Cytométrie En Flux - P17927

Numéro d'article: CM0008365



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD35 humain (CR1). Validé pour la cytométrie en flux, il détecte le récepteur du complément de type 1 sur les érythrocytes et les cellules immunitaires. Idéal pour étudier l'adhérence immune et la clairance médiée par le complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD35 humain
Remarques/Alias	CR1 ; C3BR ; C4BR ; CD35 ; KN ; récepteur du complément de type 1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1378
Identifiant du gène	1378
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 901-1095 du CD35 humain (NP_000564.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P17927
Poids moléculaire de la protéine	223 kDa
Expédition	Sac de glace