


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd352/Slamf6 Humain Pour Fc - Q96Du3

Numéro d'article: CM0012043



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD352/SLAMF6 humain pour la cytométrie en flux. Validé pour les échantillons humains ; SLAMF6 est un récepteur auto-ligand modulant l'activation des cellules NK et des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD352/SLAMF6 humain
Remarques/Alias	SLAMF6 ; CD352 ; KALI ; KALib ; Ly108 ; NTB-A ; NTBA ; SF2000 ; Membre 6 de la famille SLAM
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	114836
ID de gène	114836
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-215 du CD352/SLAMF6 humain (NP_001171643.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96DU3
Poids de la protéine	24kDa/37kDa
Expédition	Sac de glace