

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd353/Slamf8 Pour Cytométrie En Flux - Q9P0V8

Numéro d'article: CM0009379

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué ciblant le CD353 (SLAMF8) humain. Validé pour la cytométrie en flux, convient à la recherche sur les lymphocytes B et les tissus lymphoïdes. Matériau premier IVD fiable de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAb Lapin anti-Humain CD353/SLAMF8
Remarques/Alias	BLAME; CD353; SBBI42
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	56833
GenelD	56833
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-123 du CD353/SLAMF8 humain (NP_064510.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9P0V8
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace