


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd355/Crtam Pour Cytométrie En Flux - O95727

Numéro d'article: CM0008541



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre CD355/CRTAM humain pour la cytométrie en flux. Cible CRTAM, une molécule d'adhésion des lymphocytes T régulant leur activation et leur rétention tissulaire. Adapté à la recherche sur les lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD355/CRTAM
Remarques/Alias	CD355
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	56253
GeneID	56253
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18 à 287 de CD355/CRTAM humain (NP_062550.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O95727
Poids de la protéine	22 kDa/44 kDa
Expédition	Sac réfrigérant