

Mab Lapin Anti-Humain Cd369/Dectin-1 Pour Fc - Q9Bxn2

Numéro d'article: CM0011351

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD369/Dectin-1 conjugué à l', validé pour la cytométrie en flux (FC). Il reconnaît le récepteur de bêta-glucane CLEC7A, permettant des études sur l'immunité innée et les infections fongiques. Usage uniquement pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD369/Dectin-1
Remarques/Alias	CLEC7A; BGR; CANDF4; CD369; CLECSF12; DECTIN1; SCARE2; domaine de lectine de type C contenant 7A
Espèce	humaine
ID du gène (Humain)	64581
ID du gène	64581
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 66-247 de CD369/Dectin-1 humain (NP_922938.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9BXN2
Poids de la protéine	5 kDa/8 kDa/13-27 kDa
Expédition	Sac de glace