

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd369/Dectin-1 Pour Cytométrie En Flux - Q9Bxn2

Numéro d'article: CM0008914

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD369/Dectin-1 humain (CLEC7A) pour la cytométrie en flux. Cible le domaine extracellulaire ; idéal pour détecter la Dectin-1 sur les leucocytes et les cellules dendritiques dans le cadre de recherches sur l'immunité innée et les infections fongiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-humain CD369/Dectin-1
Remarques/Alias	CLEC7A ; BGR ; CANDF4 ; CD369 ; CLECSF12 ; DECTIN1 ; SCARE2 ; domaine de lectine de type C contenant 7A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	64581
GeneID	64581
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 66 à 247 de la CD369/Dectin-1 humaine (NP_922938.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q9BXN2
Poids de la protéine	5 kDa/8 kDa/13-27 kDa
Expédition	Poche réfrigérante