


Lapin Anti-Humain Cd370/Clec9A Mab - Q6Uxn8

Numéro d'article: CM0007863



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'haute spécificité ciblant le CLEC9A/CD370 humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur les cellules dendritiques et la présentation croisée d'antigènes de cellules mortes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD370/CLEC9A mAb
Remarques/Alias	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Espèce	Humain
ID de gène	283420
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-241 du CD370/CLEC9A humain (NP_997228.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6UXN8
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace