


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd370/Clec9A Humain Pour Cytométrie En Flux - Q6Uxn8

Numéro d'article: CM0011780



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre CD370/CLEC9A humain (DNGR-1), validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît un récepteur des cellules dendritiques pour les antigènes associés aux cellules mortes. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche biologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD370/CLEC9A humain
Remarques/Alias	CD370 ; DNGR1 ; DNGR-1 ; UNQ9341
Espèce	Homme
GeneID (humain)	283420
GeneID	283420
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-241 de CD370/CLEC9A humain (NP_997228.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Homme
SWISS	Q6UXN8
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Poche de glace