


Lapin Anti-Humain Cd370/Clec9A Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - Q6Uxn8

Numéro d'article: CM0006042



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD370/CLEC9A humain (Q6UXN8). Validé pour la cytométrie en flux, permettant l'identification des cellules dendritiques BDCA3+ et les études de présentation croisée d'antigènes de cellules mortes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD370/CLEC9A mAb
Remarques/Alias	CD370; DNGR1; DNGR-1; UNQ9341
Espèce	Humain
GeneID	283420
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 110-241 du CD370/CLEC9A humain (NP_997228.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q6UXN8
Poids Protéique	27kDa
Expédition	Sac de glace