


Lapin Anti-Humain Cd38 Mab - P28907

Numéro d'article: CM0009353



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain CD38 pour cytométrie en flux. Cible CD38 (ADP-ribosyl cyclase 1), impliqué dans la signalisation calcique et l'adhésion cellulaire. Convient aux échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD38 mAb
Remarques/Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; molécule CD38
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	952
ID de gène	952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-300 du CD38 humain (P28907)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28907
Poids de la protéine	13kDa/34kDa
Expédition	Sac de glace