


Lapin Anti-Humain Cd38 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P28907

Numéro d'article: CM0005572



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'anticorps ciblant le CD38 humain pour la cytométrie en flux. Le CD38 est une glycoprotéine transmembranaire multifonctionnelle ayant des fonctions enzymatiques et de récepteur, impliquée dans la signalisation calcique et l'activation des lymphocytes. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche sur les cellules immunitaires, le diabète et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD38 mAb
Remarques/Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; molécule CD38
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	952
GeneID	952
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43-300 du CD38 humain (P28907).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P28907
Poids Protéique	13kDa/34kDa
Expédition	Sac de glace