

Lapin Anti-Humain Cd39/Entpd1 Mab Pour Fc - P49961

Numéro d'article: CM0008818

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD39/ENTPD1 humain pour la cytométrie en flux. Spécifique du CD39 humain, validé pour les applications FC. Idéal pour les études immunologiques de l'activité ectonucléotidase et de l'activation des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD39/ENTPD1 mAb
Remarques/Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	953
GeneID	953
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 255-442 du CD39/ENTPD1 humain (NP_001767.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49961
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace