

Mab Lapin Anti-Cd39/Entpd1 Humain Pour Fc - P49961

Numéro d'article: CM0004899

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant CD39/ENTPD1 humain pour cytométrie en flux. Validé sur échantillons humains pour la recherche sur les ectonucléotidases et l'activation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD39/ENTPD1 humain
Remarques / Alias	CD39; SPG64; ATPDase; NTPDase-1
Espèce	Humain
GeneID	953 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 255-442 de CD39/ENTPD1 humain (NP_001767.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P49961
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace