


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd4 Conjugué À L'pour Fc - P01730

Numéro d'article: CM0005153



Introduction

Anticorps monoclonal lapin dirigé contre le CD4 humain, conjugué à l', pour la cytométrie en flux (FC). Cible la glycoprotéine de surface des cellules T CD4 (T4/Leu-3), validée pour la réactivité humaine. Uniquement pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD4 mAb
Remarques/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	920
GeneID	920
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-207 du CD4 humain (NP_000607.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01730
Poids moléculaire	51kDa
Expédition	Sac de glace