


## Lapin Anti-Humain Cd40 Mab - P25942

Numéro d'article: CM0008514



### Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-Humain CD40 pour cytométrie en flux (FC). Détecte le CD40 humain (p50, Bp50, CDW40, TNFRSF5), un récepteur immunitaire clé. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Lapin anti-Humain CD40 mAb                                                                                             |
| Remarques/Alias    | p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5                                                                                              |
| Espèce             | Humain                                                                                                                 |
| GeneID (humain)    | 958                                                                                                                    |
| GeneID             | 958                                                                                                                    |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-193 du CD40 humain (P25942). |
| Source             | Lapin                                                                                                                  |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                  |
| Application        | FC                                                                                                                     |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                 |
| SWISS              | P25942                                                                                                                 |
| Poids moléculaire  | 31kDa                                                                                                                  |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                           |