


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd40 Pour Cf - P25942

Numéro d'article: CM0011134



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'indotétrine dirigé contre le CD40 humain, validé pour la cytométrie en flux. Cible l'antigène de surface des lymphocytes B CD40 (Bp50, CDw40, TNFRSF5) avec réactivité croisée chez l'homme. Idéal pour la détection directe en recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-humain CD40
Remarques / Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	958
Identifiant du gène	958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-193 du CD40 humain (NP_001241.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P25942
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant