


Lapin Anti-Humain Cd40 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P25942

Numéro d'article: CM0012093



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD40 humain (TNFRSF5), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'activation des lymphocytes B et des macrophages, de la réponse immunitaire et de la signalisation CD40-CD40L.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD40 mAb
Remarques/Alias	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	958
GeneID	958
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-193 du CD40 humain (P25942)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P25942
Poids Protéique	31kDa
Expédition	Sac de glace