

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd42B Pour Cytométrie En Flux - P07359

Numéro d'article: CM0011433



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD42b conjugué à l'indocarbocyanine (ICG) destiné à la cytométrie en flux (CF). Cible la chaîne alpha de la glycoprotéine Ib plaquettaire (GP1BA, CD42b, P07359). Convient à la recherche sur l'hémostase, la thrombose et la biologie des plaquettes. Matière première IVD de haute qualité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD42b
Remarques/Alias	BSS; GP1B; VWDP; CD42B; GPIbA; BDPLT1; BDPLT3; DBPLT3; GPIbalpha; CD42b-alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2811
GeneID	2811
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 15-531 de CD42b humain (NP_000164.5)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07359
Poids de la protéine	72kDa
Expédition	Sac de glace