

Anticorps Monoclonal Rabbit Anti-Humain Cd45Ra () Pour Cytométrie En Flux - P08575-8

Numéro d'article: CM0012168

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' dirigé contre le CD45RA humain (isoforme 6) pour cytométrie en flux, 138 kDa. Idéal pour l'identification et l'immunophénotypage des sous-ensembles de leucocytes humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Humain CD45RA
Remarques / Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
GenelD (humain)	5788
GenelD	5788
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-482 du CD45RA humain, P08575-8)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08575-8
Poids de la protéine	138 kDa
Expédition	Sac isotherme réfrigéré