

Lapin Anti-Humain Cd45Ra Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P08575-8

Numéro d'article: CM0012206

Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD45RA conjugué à l'pour cytométrie en flux. Détecte l'isoforme 6 de 138 kDa du CD45 (L-CA, T200) sur les leucocytes humains. Outil fiable pour l'immunophénotypage et l'analyse des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD45RA mAb
Remarques/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-482 du CD45RA humain (P08575-8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P08575-8
Poids Protéique	138kDa
Expédition	Sac de glace