

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45Ra Humain Pour Cytométrie En Flux - P08575-8

Numéro d'article: CM0008797

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité conjugué à , ciblant le CD45RA humain (isoforme 6 de PTPRC). Validé pour la cytométrie en flux, il permet un immunophénotypage précis des leucocytes dans les contextes clinique et de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD45RA humain
Remarques/alias	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5788
ID du gène	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 482 du CD45RA humain (P08575-8).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P08575-8
Poids de la protéine	138 kDa
Expédition	Sac de glace