

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd45Ra Pour Cytométrie En Flux - P08575-8

Numéro d'article: CM0009781

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'ciblant le CD45RA humain (isoforme 6, P08575-8) pour la cytométrie en flux. Réagit croisé avec l'humain ; idéal pour les études d'immunophénotypage des leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Ac mAb Lapin anti-Humain CD45RA
Remarques/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
ID de Gène (humain)	5788
ID de Gène	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-482 du CD45RA humain (P08575-8)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P08575-8
Poids Moléculaire	138kDa
Expédition	Sac de glace