

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd45Ra Pour Cytométrie En Flux - P08575-8

Numéro d'article: CM0005057

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la CD45RA humaine (isoforme 6 de PTPRC, P08575-8) pour cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage des cellules hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-humain CD45RA
Remarques / Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5788
GenelD	5788
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 482 de la CD45RA humaine (P08575-8).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08575-8
Poids de la protéine	138 kDa
Expédition	Sac de glace