

Lapin Anti-Humain Cd45Rb Anticorps Monoclonal Pour Fc - P08575-9

Numéro d'article: CM0009555

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD45RB humain (isoforme 7 de PTPRC), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur l'antigène leucocytaire commun et le profilage des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD45RB mAb
Remarques/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P08575-9
Expédition	Sac de glace