

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45Rb Humain (Pe) Pour Cytométrie En Flux - P08575-9

Numéro d'article: CM0010888

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD45RB humain (isoforme 7 de la PTPRC, SWISS : P08575-9), destiné à la cytométrie en flux. Immunogène recombinant (aa 26-463), réagit avec l'antigène humain. ~136 kDa. Convient à la recherche sur les leucocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD45RB humain conjugué à la PE
Remarques/Alias	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
Espèce	Humaine
GeneID	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-463 du CD45RB humain (XP_006711537.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P08575-9
Poids moléculaire de la protéine	136 kDa
Expédition	Sac de glace