


Mab Lapin Anti-Cd46 Humain Pour Cytométrie En Flux - P15529

Numéro d'article: CM0009422



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD46 humain (MCP). Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps reconnaît le CD46 humain, un régulateur clé du complément et récepteur de pathogènes. Idéal pour la recherche en immunologie et sur les maladies infectieuses.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-CD46 humain
Remarques / Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4179
GeneID	4179
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-328 du CD46 humain (NP_002380.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15529
Poids de la protéine	37-44 kDa
Expédition	Sachet de glace