


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd46 Humain Pour Cf - P15529

Numéro d'article: CM0011838



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD46 humain (MCP). Validé pour la cytométrie en flux ; il reconnaît une protéine membranaire de 37-44 kDa. Convient pour la recherche sur le complément, les études d'entrée virale et les tests de régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD46 humain
Remarques / Alias	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	4179
ID du gène	4179
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-328 du CD46 humain (NP_002380.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cf
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15529
Poids de la protéine	37-44 kDa
Expédition	Sac de glace