

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd46 Humain Pour Cytométrie En Flux - P15529

Numéro d'article: CM0011716



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à ciblant le CD46 humain (MCP). Validé pour la cytométrie en flux (FC). Convient aux recherches sur la régulation du complément, la costimulation des lymphocytes T et les interactions hôte-pathogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m monoclonal de lapin anti-CD46 humain
Remarques/Alias	MCP ; TLX ; AHUS2 ; MIC10 ; TRA2.10
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	4179
ID du gène	4179
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-328 du CD46 humain (NP_002380.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P15529
Poids moléculaire	37-44 kDa
Expédition	Sac réfrigérant