


Lapin Anti-Humain Cd47 Anticorps Monoclonal Pour Fc - Q08722

Numéro d'article: CM0011656



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le CD47 humain, validé pour la cytométrie en flux. Soutient le développement d'essais en immunologie et de diagnostic in vitro (DIV) ; réagit de manière croisée avec l'humain. Du portefeuille de matières premières de CamelBio. (SWISS : Q08722)

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD47 mAb
Remarques/Alias	CD47; IAP; MER6; OA3; molécule CD47
Espèce	Humain
GeneID	961
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-139 du CD47 humain (NP_001768.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q08722
Poids moléculaire	31kDa/33kDa/35kDa
Expédition	Sac de glace