

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd47 Humain Conjugué Pour Cytométrie En Flux - Q08722

Numéro d'article: CM0004261



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD47 humain (IAP/OA3) pour la cytométrie en flux. Impliqué dans l'adhésion cellulaire, la régulation immunitaire et la transduction du signal ; adapté aux applications de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD47 humain
Remarques/Alias	CD47 ; IAP ; MER6 ; OA3 ; molécule CD47
Espèce	Humain
Identifiant du gène	961
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-139 du CD47 humain (NP_001768.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q08722
Poids moléculaire de la protéine	31kDa/33kDa/35kDa
Expédition	Sac de glace