


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd47 Humain Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - Q08722

Numéro d'article: CM0008498



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD47 humain conjugué pour la cytométrie en flux. Spécifique du CD47 humain (SWISS : Q08722). Convient pour étudier le rôle du CD47 dans la régulation immunitaire, la biologie du cancer et la fonction cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD47 humain
Remarques/Alias	CD47 ; IAP ; MER6 ; OA3 ; molécule CD47
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	961
GeneID	961
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-139 du CD47 humain (NP_001768.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q08722
Poids moléculaire de la protéine	31kDa/33kDa/35kDa
Expédition	Sac de glace