

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd48 Humain Pour Cytométrie En Flux (Fc) - P09326

Numéro d'article: CM0010408



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD48 humain, conjugué à . Validé pour les applications de cytométrie en flux (FC). Le CD48 est un régulateur immunitaire ancré par GPI impliqué dans l'activation des cellules T et NK. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD48 humain
Remarques/Alias	BCM1 ; BLAST ; hCD48 ; mCD48 ; BLAST1 ; SLAMF2 ; MEM-102
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	962
GeneID	962
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-220 du CD48 humain (NP_001769.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09326
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace