

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd48 Humain Pour Fc - P09326

Numéro d'article: CM0008994



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'reconnaît le CD48 humain (BCM1, BLAST, SLAMF2), une glycoprotéine ancrée au GPI largement exprimée sur les cellules hématopoïétiques. Il est adapté aux applications de cytométrie en flux (FC). Immunogène : protéine de fusion recombinante (aa 27-220). Idéal pour les études sur la signalisation des lymphocytes T et l'activation des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD48 humain
Remarques / Alias	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	962
GeneID	962
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-220 du CD48 humain (NP_001769.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09326
Poids de la protéine	19kDa/28kDa
Expédition	Sac de glace