

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd48 Humain Pour Cytométrie En Flux - P09326

Numéro d'article: CM0005517



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant la protéine CD48 humaine (SLAMF2). Validé pour la cytométrie en flux (FC), ce réactif permet une détection fiable de CD48 sur les cellules hématopoïétiques pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Rabbit anti-Human CD48 mAb                                                                                                              |
| Remarques / Alias    | BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102                                                                                      |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                  |
| GeneID (Humain)      | 962                                                                                                                                     |
| GeneID               | 962                                                                                                                                     |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-220 de la protéine CD48 humaine (NP_001769.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                   |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                   |
| Application          | FC                                                                                                                                      |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                                  |
| SWISS                | P09326                                                                                                                                  |
| Poids de la protéine | 28 kDa                                                                                                                                  |
| Expédition           | Sac isotherme                                                                                                                           |