


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd5 Humain - P06127

Numéro d'article: CM0012495



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD5 humain destiné à la cytométrie en flux (FC). Spécifique du CD5 humain (SWISS : P06127), une glycoprotéine de surface des lymphocytes T impliquée dans la régulation immunitaire. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	anticorps monoclonal de lapin anti-CD5 humain
Remarques/Alias	T1 ; LEU1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	921
GeneID	921
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 371 du CD5 humain (NP_055022.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06127
Poids de la protéine	55 kDa
Expédition	Sac de glace