

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd50(Icam-3) Humain Conjugué À Pour Fc - P32942

Numéro d'article: CM0010990



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD50/ICAM-3 humain conjugué à , optimisé pour la cytométrie en flux, idéal pour l'étude de l'adhésion des leucocytes et des interactions avec les cellules dendritiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-CD50(ICAM-3) humain conjugué à
Remarques/Alias	CD50 ; CDW50 ; ICAM-R
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	3385
ID du gène	3385
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 114 de CD50(ICAM-3) humain (NP_002153.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P32942
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Bloc réfrigérant