

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd51 Humain Pour Cytométrie En Flux - P06756

Numéro d'article: CM0012280



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à l'indirect dirigé contre le CD51 humain (intégrine alpha-V, P06756). Validé pour la cytométrie en flux (intracellulaire). Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire, la signalisation des intégrines et les mécanismes d'infection virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-CD51 humain
Remarques / Alias	CD51; MSK8; VNRA; VTNR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3685
GeneID	3685
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 949-1048 du CD51 humain (NP_002201.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06756
Poids de la protéine	116 kDa
Expédition	Sac de glace