


Lapin Anti-Humain Cd52 Anticorps Monoclonal Pour Cytométrie En Flux - P31358

Numéro d'article: CM0012434



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain CD52 conjugué à l'isotype de haute qualité pour la cytométrie en flux. Spécifique du CD52 humain (SWISS P31358), validé pour FC. Idéal pour l'immunophénotypage et les applications de recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain CD52 mAb
Remarques/Alias	HE5; CDW52; EDDM5
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1043
ID de Gène	1043
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-61 du CD52 humain (NP_001794.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P31358
Poids Protéique	7kDa
Expédition	Sac de glace