


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd52 Humain Conjugué Pour La Cytométrie En Flux - P31358

Numéro d'article: CM0009301



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD52 humain (antigène CAMPATH-1, HE5). Validé pour la cytométrie en flux, spécifique à l'humain. Swiss-Prot : P31358, glycoprotéine ancrée par GPI d'environ 7 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD52 humain conjugué
Remarques/Alias	HE5 ; CDW52 ; EDDM5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1043
GeneID	1043
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-61 du CD52 humain (NP_001794.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31358
Poids moléculaire protéique	7 kDa
Expédition	Glacière isotherme