


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd55 Humain Pour Cytométrie En Flux - P08174

Numéro d'article: CM0008685



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à dirigé contre CD55 humain (DAF), validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît la protéine régulatrice du complément ancrée par GPI ; idéal pour les études sur les voies du complément, l'entrée virale et l'évasion immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD55 humain
Remarques/Alias	CR ; TC ; DAF ; CROM ; CHAPLE
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1604
GeneID	1604
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35 à 353 de CD55 humain (NP_000565.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P08174
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace