


Lapin Anti-Humain Cd55 Anticorps Monoclonal Pour Fc - P08174

Numéro d'article: CM0004517



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l' ciblant le CD55 humain, validé pour la cytométrie en flux. Convient à l'étude de la régulation du complément, de l'immunité innée et de l'entrée virale. Réagit avec des échantillons humains et détecte plusieurs isoformes de CD55.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Lapin anti-Humain CD55 mAb
Remarques/Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1604
ID de gène	1604
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-353 du CD55 humain (NP_000565.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08174
Poids moléculaire	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
Expédition	Sac de glace