


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd55 Humain Pour Cytométrie En Flux - P08174

Numéro d'article: CM0008629



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué de haute qualité ciblant le CD55 humain (DAF), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études sur la cascade du complément et les interactions hôte-pathogène. – P08174

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	mAb Rabbit anti-Human CD55
Remarques / Alias	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; molécule CD55
Espèce	Humain
GenelD (humain)	1604
GenelD	1604
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-353 du CD55 humain (NP_000565.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P08174
Poids de la protéine	39kDa/41kDa/48kDa/56kDa/59kDa
Expédition	Sachet de glace