

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd56/Ncam1 Pour Cytométrie En Flux - P13591

Numéro d'article: CM0005902



Introduction

Anticorps monoclonal (mAb) de lapin anti-humain CD56/NCAM1 pour cytométrie en flux (FC). Reconnaît le CD56 humain (NCAM1), une molécule d'adhésion cellulaire de 95 kDa impliquée dans les interactions neurone-neurone et l'entrée virale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD56/NCAM1
Remarques/Alias	CD56 ; NCAM ; MSK39
Espèce	Humain
ID de gène	4684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-413 du CD56/NCAM1 humain (NP_851996.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13591
Poids de la protéine	95 kDa
Expédition	Sac de glace