

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Human Cd56/Ncam1 Pour Cytométrie En Flux - P13591

Numéro d'article: CM0004450

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le CD56/NCAM1 humain, validé pour la cytométrie en flux. Immunogène recombinant ciblant les acides aminés 20-413. Réagit avec l'humain. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire neurale et des interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Lapin anti-Human CD56/NCAM1 mAb                                                                                                  |
| Remarques/Alias      | CD56; NCAM; MSK39                                                                                                                |
| Espèce               | Humain                                                                                                                           |
| GeneID               | 4684                                                                                                                             |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-413 du CD56/NCAM1 humain (NP_851996.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                            |
| Application          | FC                                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                           |
| SWISS                | P13591                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 95kDa                                                                                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |