


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd58 (Lfa-3) Conjugué Pour Cytométrie En Flux - P19256

Numéro d'article: CM0008484



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué ciblant le CD58 humain (LFA-3), validé pour la cytométrie en flux. Explorez les interactions des cellules T et la recherche sur la synapse immunitaire avec ce réactif de haute spécificité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD58 conjugué
Remarques/Alias	CD58 ; LFA-3 ; LFA3 ; ag3 ; molécule CD58
Espèce	Humain
Identifiant du gène	965
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-215 du CD58 humain (NP_001770.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P19256
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa / 27 kDa / 28 kDa
Expédition	Sac de glace