


Mab Lapin Anti-Cd58 Humain Pour Fc - P19256

Numéro d'article: CM0011454



Introduction

Anticorps monoclonal Lapin anti-CD58 humain (LFA-3, ag3) validé pour la cytométrie en flux sur échantillons humains. Détecte l'antigène 3 associé aux fonctions lymphocytaires de 28 kDa, un ligand de CD2 essentiel aux interactions des lymphocytes T. Idéal pour les études sur les synapses immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-CD58 humain
Remarques / Alias	ag3; LFA3; LFA-3
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	965
GeneID	965
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-215 de la protéine humaine CD58 (NP_001770.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réaction croisée	Humain
SWISS	P19256
Poids moléculaire de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace